

# TAMPONI STERILI IN PROVETTA

Cod. 07.4290.23

TAMPONI STERILI IN PROVETTA DIM.MM. 16X150 CF 800 POLISTIROLO



## Descrizione

Tamponi sterili con etichetta, senza terreno di trasporto.

## Dati Tecnici

Dimensioni (mm)	16x150
Confezione (pezzi)	800
Materiale provetta	polistirolo
Tipo di terreno	-

## Varianti

Codice	Prodotto	Dimensioni (mm)	Confezione (pezzi)	Materiale provetta
07.4290.23	TAMPONI STERILI IN PROVETTA	16x150	800	polistirolo
07.4295.23	TAMPONI STERILI IN PROVETTA	16 x 150	confezione singola easy peel da 200	polistirolo
07.4280.19	TAMPONI STERILI IN PROVETTA	12 x 150	1000	polipropilene

07.4285.19

TAMPONI STERILI IN 12 x 150  
PROVETTA

confezione singola easy peel polipropilene  
da 500

---