

TAMPONI COTONATI STERILI

Cod. 07.4250.00

TAMPONI COTONATI STERILI CF 1000 stelo in plastica dim.mm. 150x2,5



Descrizione

Tamponi sterili in cotone speciale.

Dati Tecnici

Dimensioni (mm)	2,5 x 150
Confezione (pezzi)	1000
Materiale	stelo in plastica
Tlpo di terreno	-

Varianti

Codice	Prodotto	Dimensioni (mm)	Materiale
07.4240.00	TAMPONI COTONATI STERILI	150 X 2,5	stelo in legno
07.4250.00	TAMPONI COTONATI STERILI	2,5 x 150	stelo in plastica
07.4260.00	TAMPONI COTONATI STERILI	0,7 - 1,0 X 150	stelo in metallo