

# TAMPONI COTONATI STERILI

Cod. 07.4260.00

TAMPONI COTONATI STERILI CF 1000 stelo in metallo dim.mm. 150X 0,7 - 1,0



## Descrizione

Tamponi sterili in cotone speciale.

## Dati Tecnici

Dimensioni (mm)	0,7 - 1,0 X 150
Confezione (pezzi)	1000
Materiale	stelo in metallo
Tipo di terreno	-

## Varianti

Codice	Prodotto	Dimensioni (mm)	Materiale
07.4240.00	TAMPONI COTONATI STERILI	150 X 2,5	stelo in legno
07.4250.00	TAMPONI COTONATI STERILI	2,5 x 150	stelo in plastica
07.4260.00	TAMPONI COTONATI STERILI	0,7 - 1,0 X 150	stelo in metallo