

DIPPAS

Cod. 07.7635.57



Flaconi DIPPAS polistirolo con tappi a vite e manico ml 100, manico mm 385 cf 100 pezzi

Descrizione

Caratteristiche principali:

- In polistirolo vergine con tappo a vite in polietilene o in metallo.
- Forniti di manico in polistirolo che può essere facilmente asportato al termine del prelievo.
- Sterilizzati ai raggi gamma in sacchetto singolo.

Dati Tecnici

Modello	194IW
Capacità (ml)	100
Materiale tappo	metallo
Lunghezza manico (mm)	385
Confezione (pezzi)	100

Varianti

Codice	Prodotto	Modello	Capacità (ml)	Materiale tappo	Lunghezza manico (mm)	Confezione (pezzi)
07.7635.38	DIPPAS	191-17	30	polietilene	200	50
07.7635.57	DIPPAS	194IW	100	metallo	385	100

07.7635.73

DIPPAS

192-17

250

metallo

330

50
