

DIPPAS

Cod. 07.7635.73



Flaconi DIPPAS polistirolo con tappi a vite e manico ml 250, manico mm 330 cf 50 pezzi

Descrizione

Caratteristiche principali:

- In polistirolo vergine con tappo a vite in polietilene o in metallo.
- Forniti di manico in polistirolo che può essere facilmente asportato al termine del prelievo.
- Sterilizzati ai raggi gamma in sacchetto singolo.

Dati Tecnici

Modello	192-17
Capacità (ml)	250
Materiale tappo	metallo
Lunghezza manico (mm)	330
Confezione (pezzi)	50

Varianti

Codice	Prodotto	Modello	Capacità (ml)	Materiale tappo	Lunghezza manico (mm)	Confezione (pezzi)
07.7635.38	DIPPAS	191-17	30	polietilene	200	50
07.7635.57	DIPPAS	194IW	100	metallo	385	100

07.7635.73	DIPPAS	192-17	250	metallo	330	50
------------	--------	--------	-----	---------	-----	----