




SACCHETTI TWIRL EM®

Cod. 07.4055.93

Sacchetti sterili Labplas TWIRL EM® con banda di scrittura mm. 254x382 ml
4000 confezione 250 pezzi

Descrizione

I sacchetti per il campionamento sterili Labplas TWIRL'EM® forniscono un contenitore flessibile sicuro e privo di contaminanti che garantisce risultati di analisi affidabili. Rappresentano il contenitore ideale per raccogliere, trasportare e analizzare un vasto numero di campioni liquidi, solidi e semisolidi in perfetta sicurezza.

Vantaggi del prodotto:

- Hanno aperture molto grandi e non sono saldati sui lati.
- Documentazione di conferma della sterilità disponibile in ogni scatola.
- Possono contenere materiale solido, semisolido e liquido.
- Tutti i sacchetti per il campionamento sterili sono inoltre privi di R-NASE, D-NASE e Pyrogen.
- Il prodotto soddisfa gli standard del settore USDA e ACIA ed è realizzato con materiale conforme alla FDA.

Campi d 'impiego:

- INDUSTRIA: farmaceutica, alimentare, cosmetica, ecc. per il campionamento delle materie prime, prodotti intermedi o formulati, per gli alimenti freschi o surgelati
- ISTITUTI ZOOPROFILATTICI: latte e derivati, carne, porzionati, ecc.
- OSPEDALI E LABORATORI ANALISI: campioni biologici, organi, biopsie, ecc.
- VIGILI SANITARI, N.A.S. CATERING: per il campionamento di alimenti, bevande, precotti, surgelati, ecc.
- ECOLOGIA E AMBIENTE: acque potabili, acque di scarico, fanghi, composti.
- LABORATORI DI MICROBIOLOGIA: trasporto ed omogeneizzazione di campioni biologici.

Dati Tecnici

Dimensioni (mm)	254x382
Volume (ml)	4000

Banda di scrittura	sì
Confezione (pezzi)	250
Chiusura	con un filo tondo e uno piatto
Modello	EFR-1015

Varianti

Codice	Prodotto	Dimensioni (mm)	Volume (ml)	Banda scrittura	di	Confezione (pezzi)	Chiusura	Modello
07.4055.57	SACCHETTI TWIRL EM®	76x178	130	sì		500	con due fili tondi	EPR-3070
14.7276.99	SACCHETTI TWIRL EM®	114x229	450	sì		500	con due fili tondi	EPR-4590
14.7208.99	SACCHETTI TWIRL EM®	140x229	650	sì		500	con due fili tondi	EPR-5590
14.7277.99	SACCHETTI TWIRL EM®	178x305	1650	sì		250	con due fili tondi	EPR-7012
14.7278.99	SACCHETTI TWIRL'EM®	178x305	1650	no		250	con due fili tondi	EPL-7012
07.4055.80	SACCHETTI TWIRL EM®	254x305	2250	sì		250	con un filo tondo e uno piatto	EFR-1012
07.4055.93	SACCHETTI TWIRL EM®	254x382	4000	sì		250	con un filo tondo e uno piatto	EFR-1015