




BAGFILTER® 400P

Cod. 07.4076.77

Sacchetti per omogeneizzatori BagFilter® 400P 190X300 mm conf. 500

Descrizione

Sacchetti in plastica, **muniti di un filtro laterale**, estremamente resistenti e compatibili con qualsiasi omogeneizzatore presente sul mercato. Sono sterilizzati per irradiazione. Una etichetta rossa è posta su ogni scatola a garanzia dell'avvenuta sterilizzazione. Un certificato di sterilizzazione è disponibile a richiesta per ogni lotto di produzione.

Dopo l' omogeneizzazione, le fibre solide restano bloccate nel compartimento filtro: la soluzione da analizzare è già filtrata e può essere prelevata facilmente.

Caratteristiche principali:

- Prelievo facile e rapido dentro il filtro.
- Nessun intasamento della pipetta o dei capillari.
- Complemento ideale dei metodi rapidi d'analisi.
- Concentrazione batterica immutata.

BagFilter ® 400P con il suo filtro in tessuto non tessuto è raccomandato per l'analisi dei prodotti fibrosi.

Dati Tecnici

Dimensioni (mm)	190x300
Volume (ml)	400
Porosità filtro (µm)	250
Confezione (pezzi)	500

