

BAGPAGE® + 400

Cod. 07.4075.77

Sacchetti per omogeneizzatore BagPage® Plus 400 190X300 mm. conf. 500



Descrizione

Sacchetti in plastica **muniti di un filtro totale**, estremamente resistenti, compatibili con qualsiasi omogeneizzatore presente sul mercato. Dopo l'omogeneizzazione, le fibre solide restano bloccate nel compartimento filtro e la soluzione da analizzare è già filtrata e può essere prelevata facilmente.

Sono sterilizzati per irradiazione. Una etichetta rossa è posta su ogni scatola a garanzia dell'avvenuta sterilizzazione. Un certificato di sterilizzazione è disponibile a richiesta per ogni lotto di produzione.

Caratteristiche principali:

- Prelievo facile e rapido dietro il filtro.
- Nessun intasamento della pipetta o dei capillari.
- Complemento ideale dei metodi rapidi d' analisi.
- Concentrazione batterica immutata.

BagPage® Plus con la sua grande superficie di filtrazione è adatto all'omogeneizzazione efficace del formaggio a pasta cotta o molto dura e, in generale, per prodotti pastosi.

Dati Tecnici

Dimensioni (mm)	190x300
Volume (ml)	400
Porosità filtro (µm)	280
Confezione (pezzi)	500

