

SACCHETTI SENZA FILTRO



Cod. 07.4070.77

Sacchetti senza filtro per omogeneizzatore Baglight® Polisilk® 400 175x300 mm. in buste da 25 pezzi cf 500

Descrizione

Caratteristiche principali:

- Sterili, tipo R.
- In polietilene ad alta resistenza meccanica.
- Confezionati in buste.

Dati Tecnici

Dimensioni (mm)	175x300
Buste (pezzi)	25
Confezione (pezzi)	500

Varianti

Codice	Prodotto	Dimensioni (mm)	Buste (pezzi)	Confezione (pezzi)
07.4070.53	SACCHETTI SENZA FILTRO	110x155	50	3000
07.4070.77	SACCHETTI SENZA FILTRO	175x300	25	500
07.4070.93	SACCHETTI SENZA FILTRO	380x580	50	200