

SACCHETTI PER STERILIZZAZIONE

Cod. 07.1440.00

SACCHETTI PER STERILIZZAZIONE 121°C POLIETILENE DIM. MM
305X660 CF 200



Descrizione

Sacchetti in polietilene o polipropilene esistenti fino a 121 o 134° C, non sterili, per normale sterilizzazione in autoclave anche di materiale patogeno.

Dati Tecnici

Sterilizzazione	121° C
Materiale	polietilene
Dimensione (mm)	305x660
Confezione (pezzi)	200

Varianti

Codice	Prodotto		Sterilizzazione	Materiale	Dimensione (mm)
07.1440.00	SACCHETTI STERILIZZAZIONE	PER	121° C	polietilene	305x660
07.1445.00	SACCHETTI STERILIZZAZIONE	PER	121° C	polietilene	406x610
07.1450.00	SACCHETTI STERILIZZAZIONE	PER	121° C	polietilene	610x810

07.1440.10	SACCHETTI STERILIZZAZIONE	PER	134° C	polipropilene	307x660
07.1445.10	SACCHETTI STERILIZZAZIONE	PER	134° C	polipropilene	406x610
07.1450.10	SACCHETTI STERILIZZAZIONE	PER	134° C	polipropilene	610x810