



## SACCHETTI PER STERILIZZAZIONE

Cod. 07.1450.00

SACCHETTI PER STERILIZZAZIONE 121°C POLIETILENE DIM. MM. 610X810 CF 200

## **Descrizione**

• Resistenti fino a 121 °C Sacchetti in polietilene alta densità , non sterili, per normale sterilizzazione in autoclave. Confezione da 200 pezzi.

## **Dati Tecnici**

Sterilizzazione	121° C
Materiale	polietilene
Dimensione (mm)	610x810
Confezione (pezzi)	200

## **Varianti**

Codice	Prodotto		Sterilizzazione	Materiale	Dimensione (mm)
07.1440.00	SACCHETTI STERILIZZAZIONE	PER	121° C	polietilene	305x660
07.1445.00	SACCHETTI STERILIZZAZIONE	PER	121° C	polietilene	406x610
07.1450.00	SACCHETTI STERILIZZAZIONE	PER	121° C	polietilene	610x810
07.1440.10	SACCHETTI STERILIZZAZIONE	PER	134° C	polipropilene	307x660



07.1445.10	SACCHETTI STERILIZZAZIONE	PER	134° C	polipropilene	406x610
07.1450.10	SACCHETTI STERILIZZAZIONE	PER	134° C	polipropilene	610x810