

SACCHETTI PER STERILIZZAZIONE

Cod. 07.1440.10

SACCHETTI PER STERILIZZAZIONE 134°C PP DIM. MM. 307X660 CF 200



Descrizione

- Resistenti fino a 134 °C Sacchetti in polipropilene, non sterili, per sterilizzazione in autoclave di materiale patogeno o contaminato. Confezione da 200 pezzi.

Dati Tecnici

Sterilizzazione	134° C
Materiale	polipropilene
Dimensione (mm)	307x660
Confezione (pezzi)	200

Varianti

Codice	Prodotto		Sterilizzazione	Materiale	Dimensione (mm)
07.1440.00	SACCHETTI STERILIZZAZIONE	PER	121° C	polietilene	305x660
07.1445.00	SACCHETTI STERILIZZAZIONE	PER	121° C	polietilene	406x610
07.1450.00	SACCHETTI STERILIZZAZIONE	PER	121° C	polietilene	610x810

07.1440.10	SACCHETTI STERILIZZAZIONE	PER	134° C	polipropilene	307x660
07.1445.10	SACCHETTI STERILIZZAZIONE	PER	134° C	polipropilene	406x610
07.1450.10	SACCHETTI STERILIZZAZIONE	PER	134° C	polipropilene	610x810