



# SACCHETTI PER STERILIZZAZIONE

Cod. 07.4085.00

Sacchetti per la sterilizzazione massimo 134°C in polipropilene dim.mm. 600x7060 cf 500

## Descrizione

Caratteristiche principali:

- Per sterilizzazione a vapore resistenti ad alte temperature in materiale plastico speciale.

## Dati Tecnici

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Sterilizzazione    | max 134° C    |
| Materiale          | polipropilene |
| Spessore (µm)      | 40 µm         |
| Dimensione (mm)    | 600x760       |
| Confezione (pezzi) | 500           |

## Varianti

| Codice     | Prodotto                      | Sterilizzazione | Materiale     | Spessore (µm) | Dimensione (mm) | Confezione (pezzi) |
|------------|-------------------------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|--------------------|
| 07.4080.00 | SACCHETTI PER STERILIZZAZIONE | max 134° C      | polipropilene | 40 µm         | 300x660         | 1000               |
| 07.4083.00 | SACCHETTI PER STERILIZZAZIONE | max 134° C      | polipropilene | 40 µm         | 400x650         | 1000               |

|            |                                  |            |               |       |         |      |
|------------|----------------------------------|------------|---------------|-------|---------|------|
| 07.4085.00 | SACCHETTI PER<br>STERILIZZAZIONE | max 134° C | polipropilene | 40 µm | 600x760 | 500  |
| 07.4090.00 | SACCHETTI PER<br>STERILIZZAZIONE | max 181° C | PA/PE         | 85 µm | 300x660 | 1000 |
| 07.4095.00 | SACCHETTI PER<br>STERILIZZAZIONE | max 181° C | PA/PE         | 85 µm | 600x760 | 500  |