

# INDICATORI CHIMICI DI STERILIZZAZIONE

Cod. 06.1052.00

NASTRI ADESIVI CON INDICATORE 50mx19mm autoclave



## Descrizione

Nastri adesivi dotati di indicatore di sterilizzazione che vira dal bianco al bruno.

Due diversi tipi di nastri, adatti all'uso in autoclave (120° C / 20 min, 125° C / 10 min, 135° C / 5 min) o per sterilizzazione secondo il metodo di Poupinel a secco.

## Dati Tecnici

Dimensioni (mxmm)

50x19

Sterilizzazione

autoclave

## Varianti

Codice	Prodotto	Sterilizzazione
06.1052.00	INDICATORI CHIMICI DI STERILIZZAZIONE	autoclave
06.1051.00	INDICATORI CHIMICI DI STERILIZZAZIONE	metodo Poupinel a secco