

INDICATORI CHIMICI DI STERILIZZAZIONE

Cod. 06.1051.00

NASTRI ADESIVI CON INDICATORE 50mx19mm metodo Poupinel a secco



Descrizione

Nastro adesivo dotato di indicatore di sterilizzazione.

Nastro adesivo dotato di indicatore di sterilizzazione metodo Poupinel (a secco).

Dati Tecnici

Dimensioni (mxmm)	50x19
Sterilizzazione	metodo Poupinel a secco

Varianti

Codice	Prodotto	Sterilizzazione
06.1052.00	INDICATORI CHIMICI DI STERILIZZAZIONE	autoclave
06.1051.00	INDICATORI CHIMICI DI STERILIZZAZIONE	metodo Poupinel a secco