


ANSE PER SEMINE BATTERIOLOGICHE STERILI

Cod. 07.0705.17

ANSE PER SEMINE BATTERIOLOGICHE STERILI Rigide 10µl 20 pz
sacchetti 100 (2000 pz)



Descrizione

Anse per semine batteriologiche. Anse per inoculazione in plastica antiurto, sterili. Adatte per microbiologia, citologia e biochimica.

Dati Tecnici

Volume vasca	Rigide
Capacità (µl)	10
Confezione (pezzi)	20
Imballo (pezzi)	2000

Varianti

Codice	Prodotto	Volume vasca	Capacità (µl)	Confezione (pezzi)	Imballo (pezzi)
07.0700.05	ANSE PER SEMINE BATTERIOLOGICHE STERILI	Rigide	1	5	2000
07.0705.05	ANSE PER SEMINE BATTERIOLOGICHE STERILI	Rigide	1	20	2000
07.0700.17	ANSE PER SEMINE BATTERIOLOGICHE STERILI	Rigide	10	5	2000

07.0705.17	ANSE PER SEMINE BATTERIOLOGICHE STERILI	Rigide	10	20	2000
07.0710.17	ANSE PER SEMINE BATTERIOLOGICHE STERILI	Flessibili	10	10	1000
07.0710.05	ANSE PER SEMINE BATTERIOLOGICHE STERILI	Flessibili	1	10	1000