

# PER BATTERIOLOGIA

Cod. 06.2647.00

Bacchette ad L singolo imballo 1000 PZ Polistirolo antiurto bianco



## Descrizione

Bacchette monouso sterilizzate, per batteriologia, realizzate in Polistirene.

Posseggono una forma ad "L" con la speciale angolazione a  $100\frac{1}{2}$ , che garantisce un utilizzo maggiormente confortevole e non affaticante.

Particolarmente utili per eseguire strisci su terreni agarizzati.

Dimensione 150x40 mm.  
Sterili.

## Dati Tecnici

Confezione (pezzi)	singolo
Imballo (pezzi)	1000
Materiale	Polistirolo antiurto bianco

## Varianti

Codice	Prodotto	Confezione (pezzi)	Imballo (pezzi)	Materiale
06.2647.00	PER BATTERIOLOGIA	singolo	1000	Polistirolo antiurto bianco
06.2648.00	PER BATTERIOLOGIA	5	400	Polistirolo antiurto bianco

---

14.7190.99	PER BATTERIOLOGIA	singolo	2000	Polistirolo blu
14.7191.99	PER BATTERIOLOGIA	5	2000	Polistirolo blu

---