

PER BATTERIOLOGIA

Cod. 06.2648.00

Bacchette ad L 5 pz imballo 400 sacchetti (2000 PZ) Polistirolo antiurto bianco



Descrizione

Bacchette monouso sterilizzate, per batteriologia, realizzate in Polistirene.

Posseggono una forma ad "L" con la speciale angolazione a $100\frac{1}{2}$, che garantisce un utilizzo maggiormente confortevole e non affaticante.

Particolarmente utili per eseguire strisci su terreni agarizzati.

Dimensione mm 150x40. Sterili.

Dati Tecnici

Confezione (pezzi)	5
Imballo (pezzi)	400
Materiale	Polistirolo antiurto bianco

Varianti

Codice	Prodotto	Confezione (pezzi)	Imballo (pezzi)	Materiale
06.2647.00	PER BATTERIOLOGIA	singolo	1000	Polistirolo antiurto bianco
06.2648.00	PER BATTERIOLOGIA	5	400	Polistirolo antiurto bianco
14.7190.99	PER BATTERIOLOGIA	singolo	2000	Polistirolo blu

14.7191.99

PER BATTERIOLOGIA

5

2000

Polistirolo blu
