

ANSE CALIBRATE

Cod. 03.3650.05

ANSE CALIBRATE NICHEL CROMO Prelievo anello (µl) 1



Descrizione

Anse calibrate in filo di nichel cromo, confezione da 50 pezzi.

Dati Tecnici

Prelievo anello (µl)	1
Diametro (mm)	1,59

Varianti

Codice	Prodotto	Prelievo anello (µl)	Diametro (mm)
03.3650.05	ANSE CALIBRATE	1	1,59
03.3650.11	ANSE CALIBRATE	5	3,57
03.3650.17	ANSE CALIBRATE	10	5,05

Accessori/Correlati

04.6290.00	PORTA ANSE K Porta ansa di Kolle con morsetto a vite, manico ricoperto in PVC.
------------	---

