

ANSE CALIBRATE

Cod. 03.3650.17

ANSE CALIBRATE NICHEL CROMO Prelievo anello (µl) 17



Descrizione

Anse calibrate in filo di nichel cromo, confezione da 50 pezzi.

Dati Tecnici

Prelievo anello (µl)	10
Diametro (mm)	5,05

Varianti

Codice	Prodotto	Prelievo anello (µl)	Diametro (mm)
03.3650.05	ANSE CALIBRATE	1	1,59
03.3650.11	ANSE CALIBRATE	5	3,57
03.3650.17	ANSE CALIBRATE	10	5,05

Accessori/Correlati

04.6290.00	PORTA ANSE K Porta ansa di Kolle con morsetto a vite, manico ricoperto in PVC.
------------	---