

BICCHIERE FORMA BASSA



Cod. 01.0055.88

Bicchiere cilindrico forma bassa con becco vetro graduato Pyrex®/Duran® ml 1000

Descrizione

Caratteristiche principali:

- Offre un'alta resistenza agli sbalzi di temperatura in quanto possiede un coefficiente di dilatazione lineare molto basso.
- La graduazione è in ml.
- Spessore uniforme, vetro perfettamente trasparente.
- Prodotto secondo gli standard DIN 12331, ISO 3819.

Dati Tecnici

Capacità (ml)	1000
Dimensioni (ØxH mm)	105x145
Vetro	Pyrex® o Duran®
Forma	bassa con becco

Varianti

Codice	Prodotto	Capacità (ml)	Dimensioni (ØxH mm)
01.0055.11	BICCHIERE FORMA BASSA	5	22x30
01.0055.17	BICCHIERE FORMA BASSA	10	26x35
01.0055.32	BICCHIERE FORMA BASSA	25	34x50

01.0055.45	BICCHIERE FORMA BASSA	50	42x60
01.0055.57	BICCHIERE FORMA BASSA	100	50x70
01.0055.64	BICCHIERE FORMA BASSA	150	60x80
01.0055.73	BICCHIERE FORMA BASSA	250	70x95
01.0055.77	BICCHIERE FORMA BASSA	400	80x110
01.0055.80	BICCHIERE FORMA BASSA	600	90x125
01.0055.84	BICCHIERE FORMA BASSA	800	100x135
01.0055.88	BICCHIERE FORMA BASSA	1000	105x145
01.0055.90	BICCHIERE FORMA BASSA	2000	132x185
01.0055.93	BICCHIERE FORMA BASSA	3000	152x210
01.0055.95	BICCHIERE FORMA BASSA	5000	170x270
01.0055.97	BICCHIERE FORMA BASSA	10000	217x350