

TAPPI OVATTA CELLULOSA



Cod. 12.2000.31

Tappi ovatta cellulosa Ø est. mm 24/26 cf 2000

Descrizione

Caratteristiche:

a forma tronco-conica per chiusura di provette, beute, flaconi.

Sostituiscono il cotone per batteriologia.

Dati Tecnici

Dimensioni (Ø esterno mm)	24/26
Confezione (pezzi)	2000

Varianti

Codice	Prodotto	Dimensioni (Ø esterno mm)	Confezione (pezzi)
12.2000.19	TAPPI OVATTA CELLULOSA	12/13	1000
12.2000.22	TAPPI OVATTA CELLULOSA	15/16	1000
12.2000.24	TAPPI OVATTA CELLULOSA	17/18	500
12.2000.26	TAPPI OVATTA CELLULOSA	19/20	500
12.2000.31	TAPPI OVATTA CELLULOSA	24/26	2000
12.2000.37	TAPPI OVATTA CELLULOSA	29/30	1000

