

CHIUSURE IN ALLUMINIO ANODIZZATO

Cod. 12.2200.22



CHIUSURE IN ALLUMINIO ANODIZZATO LAB-O-CAP CF 100 DIAM MM.
PROV. 15-16

Descrizione

LAB-o-CAP Tappi per la chiusura sterile non ermetica dei tubi per colture con molla interna radiale in acciaio inox. Colore alluminio.

Dati Tecnici

Diametro (mm)	prov. 15-16
Confezione (pezzi)	100

Varianti

Codice	Prodotto	Diametro (mm)
12.2200.19	TAPPI IN ALLUMINIO ANODIZZATO	prov. 12-13
12.2200.31	CHIUSURE IN ALLUMINIO ANODIZZATO	prov 24-26
12.2200.26	CHIUSURE IN ALLUMINIO ANODIZZATO	prov 19-20
12.2200.24	CHIUSURE IN ALLUMINIO ANODIZZATO	prov. 17-18
12.2200.22	CHIUSURE IN ALLUMINIO ANODIZZATO	prov. 15-16
12.2200.21	CHIUSURE IN ALLUMINIO ANODIZZATO	prov. 14-15