



CASSETTA PRONTO SOCCORSO

Cod. 10.2930.00

Cassetta pronto soccorso Art. 102/M All. 1 base DM388 15.07.2003 (per 3 o pi dipendenti) in metallo con sfignomanometro

Descrizione

Armadietto in acciaio al carbonio, verniciato in epossipoliestere, cottura al forno 180° C, bordi arrotondati, tre ripiani in acciaio, anta dotata di tre porta accessori, base porta flaconi rimovibile, serratura con chiave. Peso a vuoto di 6,6 Kg.

Contenuto a norma del DM 388 del 15/07/2003 allegato 1 e D.L. 81 del 09/04/08 art.45. Per aziende o unità produttive del gruppo A e B e comunque con tre o più lavoratori. Contenuto maggiorato con prodotti di maggior consumo. Indicato per grandi comunità, aziende commerciali ed industriali, ristoranti, scuole, alberghi, villaggi turistici.

Contenuto:

- 1 copia del Decreto Min 388 del 15.07.03;
- 5 paia di guanti sterili;
- 1 mascherina con visiera paraschizzi;
- 3 flaconi di soluzione fisiologica sterile da 500 ml, CE;
- 2 flaconi di disinfettante da 500 ml, IODOPOVIDONE al 10% iodio PMC;
- 10 buste di compressa di garza sterile da 10x10 cm;
- 2 buste di compressa di garza sterile da 18x40 cm;
- 2 teli sterili da 40x60 cm, DIN 13152-BR;
- 2 pinze sterili,
- 2 confezioni di cotone idrofilo;
- 1 astuccio con benda tubolare elastica;
- 2 scatole di cerotti assortiti PLASTOSAN;
- 1 paio di forbici tagliabendaggi, 14,5 cm, DIN 58279;
- 2 rocchetti di cerotto adesivo da 5 m, altezza 2,5 cm;
- 3 lacci emostatici;
- 2 confezione di ghiaccio istantaneo, ICE PACK, monouso;
- 2 sacchetti per rifiuti sanitari;
- 1 termometro clinico digitale, CE;
- 1 sfigmomanometro PERSONAL con fonendoscopio;
- 4 bende di garza da 3 m, altezza 10 cm;
- 1 astuccio PIC 3 contenente: 3 bustine di sapone liquido, 3 bustine di salviette disinfettanti PMC, 2 bustine di salviette all'ammoniaca;

- 1 confezione da 100 salviette DISCLEAN, DIS050;
- 1 coperta isotermica oro/argento da 160x210 cm;
- 1 telo triangolare in TNT da 96x96x136 cm;
- 2 preparati di gel per ustioni da 3,5 g, sterile;
- 2 bende elastiche da 4 m, altezza 6 cm, DIN 61634;
- 1 tampobenda sterile da 80x100 mm, DIN 13151 M;
- 1 copia di istruzioni, multilingua, di pronto soccorso.

Dati Tecnici

Dimensione (LxPxH mm)	402x202x483
Peso (kg)	11,48