

VALIGETTA PRONTO SOCCORSO

Cod. 10.2920.00

Valigetta pronto soccorso Art. 103/m All.2 magg. DM388 15.07.2003 (fino a 2 dipendenti) portatile in plastica



Descrizione

Contenitore realizzato in ABS composto da due parti uguali ciascuna completa di vetri e separatori per un migliore alloggiamento dei prodotti. Dotata di supporto per attacco a parete. Chiusura con due clip rotanti. Tenuta ermetica garantita da guarnizione in neoprene.

Contenuto a norma del DM 388 del 15/07/2003 allegato 2 e D.L. 81 del 09/04/08 art. 45. Per aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A. L'art. 2 punto 5 del DM 388 del 15.7.2003 prevede che il contenuto di cui all'allegato 2 deve essere fornito ai lavoratori che operano in luoghi diversi dalla sede aziendale o unità produttiva.

Contenuto:

- 1 copia del Decreto Min 388 del 15.07.03;
- 2 paia guanti sterili;
- 1 Flacone di disinfettante da 125 ml, IODOPfOVIDONE 10% iodio PMC;
- 1 soluzione di fisiologica sterile da 250 ml, CE;
- 3 buste di compressa di garza sterile da 18x40 cm;
- 3 buste di compressa di garza sterile da 10x10 cm;
- 1 confezione di cotone idrofilo;
- 1 pinza sterile;
- 1 confezione di cerotti assorbiti PLASTOSAN;
- 1 rocchetto di cerotto adesivo da 5 m, altezza 2,5 cm;
- 1 benda di garza da 3,5 m, altezza 10 cm;
- 1 paio di forbici tagliabendaggi, 14,5 cm, DIN 58279;
- 1 laccio emostatico;
- 1 confezione di ghiaccio istantaneo, ICE PACK, monouso;
- 1 sacchetto per rifiuti sanitari da 250x350 mm;
- 1 telo sterile da 40x60 cm, DIN 13152-BR;
- 1 astuccio PIC 3 contenente: 3 bustine di sapone liquido, 3 bustine di salviette disinfettanti PMC, 2 bustine di salviette all'ammoniaca;
- 1 telo triangolare in TNT da 96x96x136 cm;
- 1 copia di istruzioni, multilingua, di pronto soccorso.

Dati Tecnici

Dimensioni (LxPxH mm)	282x112x220
Peso (kg)	2,20