



DISCOVERY DV 12-200

Cod. 09.1680.69

MICROPIPETTE MULTICANALE DISCOVERY DV 12-200 12 CANALI Volume
min÷max (µl) 20÷200

Descrizione

Nuova serie di micropipette multicanale dalle caratteristiche innovative.

- Modellate per il palmo della mano

Il nuovo meccanismo di pipettaggio rende il lavoro assai preciso e la regolazione, effettuabile con una sola mano, risulta dolcemente progressiva.

• MANIFOLD MULTICANALE di nuova concezione

Sistema brevettato che, oltre a ridurre la forza necessaria per effettuare il pipettaggio e l'aspirazione, riduce notevolmente la forza occorrente per l'inserimento e l'espulsione dei puntali.

I coni della DISCOVERY multicanale sono indipendenti, per cui la forza richiesta per fissare gli 8 o 12 puntali viene distribuita uniformemente e basta la minima pressione per inserirli ed espellerli. Inoltre il movimento dei coni permette di oscillare la micropipetta durante il caricamento.

- Completamente autoclavabili

Completamente autoclavabili a 121°C fino a 20 minuti senza doverle poi ricalibrare.

Si consiglia solamente di verificare l'aspirazione dopo aver autoclavato 10 volte.

- Resistenti agli ultravioletti

I materiali utilizzati, resistenti e duraturi, consentono l'esposizione ai raggi UV, anche intensi

- Doppio sistema di regolazione del volume

L'im

variazioni accidentali del volume impostato.

- Universali

L' espulsore è facilmente regolabile per accogliere una grande varietà di puntali fino a 1000 µl
e può essere facilmente rimosso per la pulizia. I distanziatori sono assai resistenti e durevoli.

Dati Tecnici

Numero di canali	12
Volume min÷max (µl)	20÷200

Varianti

Codice	Prodotto	Numero di canali	Volume min÷max (µl)
09.1670.17	DISCOVERY DV 8-10	8	1÷10
09.1680.17	DISCOVERY DV 12-10	12	1÷10
09.1670.45	DISCOVERY DV 8-50	8	5÷50
09.1680.45	DISCOVERY DV 12-50	12	5÷50
09.1670.69	DISCOVERY DV 8-200	8	20÷200
09.1680.69	DISCOVERY DV 12-200	12	20÷200
09.1670.75	DISCOVERY DV 8-300	8	50÷300
09.1680.75	DISCOVERY DV 12-300	12	50÷300