

# 5208

Cod. 08.1535.00

Elettrodo combinato per pH con riempimento liquido Sension+ 5208 per volumi di microcampioni



## Descrizione

Caratteristiche:

- Elettrodo pH con liquido (ricaricabile) con diaframma in ceramica.
- Corpo in vetro.
- Tappo a vite S7.
- Diametro: 3 mm, profondità minima di immersione: 5 mm.

Questo elettrodo per pH è adatto per volumi di microcampioni.

- Per volumi di microcampioni.
- Elettrodo di riferimento altamente stabile grazie alla cartuccia in buste.

## Dati Tecnici

|                                |                                  |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Intervallo pH                  | 0÷14                             |
| Temperatura di esercizio (° C) | 0÷80                             |
| Corpo                          | Vetro                            |
| Elettrolita                    | Liquido Crisolyt                 |
| Diaframma                      | Ceramico                         |
| Elemento di riferimento        | Cristalli di Ag/AgCl incapsulati |
| Diametro (mm)                  | 3 mm                             |

## Varianti

| Codice     | Prodotto | Diametro (mm) |
|------------|----------|---------------|
| 08.1535.00 | 5208     | 3 mm          |
| 08.1540.00 | 5209     | 6 mm          |