

BM 4

Cod. 22.1615.27

Bagnomaria circolare ad anelli concentrici litri 6 modello BM 4



Descrizione

Bagno termostatico circolare ad anelli concentrici, capacità vasca litri 6, a doppia parete per garantire un miglior isolamento termico dell'elemento riscaldante.

Vasca di contenimento in lamiera d'acciaio inox 18/8 stampata in unico pezzo senza saldature e guarnizioni: permette una migliore distribuzione del calore ed elimina il pericolo di perdite del liquido in essa contenuto.

Custodia esterna in robusta lamiera d'acciaio inox 18/8 con isolamento termico in fibra di vetro tra custodia e vasca.

Riscaldamento con resistenze elettriche fissate sotto il fondo delle vasche: si ottiene così la vasca completamente libera e facile da pulire.

Controllo e regolazione della temperatura con termostato scala in °C, sonda ad immersione ad espansione di fluido.

Dispositivo di livello.

Interruttore generale ON/OFF con luce verde con protezione e luce arancio che segnala quando lo strumento è in funzione.

Classe di protezione IP 43.

Dati Tecnici

Temperatura (° C)	+30÷+120
Precisione (° C)	±1,5
Capacità della vasca (l)	6

Dimensioni interne (Ø x H mm)	220x150
Dimensioni esterne (Ø x H mm)	305x260
Peso (kg)	5,2
Alimentazione/Consumo (V/Hz/W)	220/1000

Varianti

Codice	Prodotto	Capacità vasca (l)	della	Dimensioni interne (Ø x H mm)	Dimensioni esterne (Ø x H mm)	Peso (kg)	Alimentazione/Consumo (V/Hz/W)
22.1615.27	BM 4	6		220x150	305x260	5,2	220/1000
22.1616.27	BM 12	13		270x200	390x340	8,2	220/50

Accessori/Correlati

23.0549.27	610.1010.24 Coperchio in acciaio inox ad anelli concentrici per bagni BM4 e BO-D24.
------------	--
