

POLYLYTE LAB -S7

Cod. 08.1402.00

Elettrodo di pH combinato HAMILTON modello POLYLYTE LAB, per usi generali, testa a vite S7, senza cavo.



Descrizione

Caratteristiche principali:

- Per una risposta veloce con elevata precisione in campioni che possono contaminare i normali diaframmi.
- Riempimento a polimero senza setto poroso.
- Esenti da manutenzione.

Dati Tecnici

Intervallo pH	0÷14
Temperatura di esercizio (° C)	-10÷80
Corpo	Vetro
Elettrolita	Polimero
Diaframma	Foro aperto
Elemento di riferimento	Everef-B