

FLUSHTRODE™

Cod. 08.1430.00

Elettrodo di pH combinato HAMILTON modello FLUSTRODE, testa a vite S7, senza cavo.



Descrizione

Caratteristiche principali:

- con diaframma a collare
- per misure in sospensioni e campioni a bassa conducibilità

Dati Tecnici

Intervallo pH	0÷14
Temperatura di esercizio (° C)	-10÷80
Corpo	Vetro
Elettrolita	Liquido KCl 3 M
Diaframma	Teflon a collare
Elemento di riferimento	Everef