

# BICCHIERE FORMA BASSA GRAD.BLU

Cod. 06.1727.00

Bicchieri graduato blu classe B forma bassa TPX® ml 3000



## Descrizione

Caratteristiche:

- Realizzati in Polimetilpentene e secondo la norma ISO 7056 - 1981 (E)
- Perfettamente trasparenti, autoclavabili, resistono a temperature fino a 170°C per brevi periodi.
- La particolare forma del becco facilita lo svuotamento.
- Graduazione permanente, posseggono eccellente resistenza chimica.
- IDONEI AL CONTATTO ALIMENTARE.
- PMP (TPX®)

## Dati Tecnici

Capacità (ml)	3000
Suddivisione (ml)	500
Dimensioni (ØxH mm)	159x201

## Varianti

Codice	Prodotto	Capacità (ml)	Suddivisione (ml)	Dimensioni (ØxH mm)
06.1720.00	BICCHIERE FORMA BASSA GRAD.BLU	25	1	34x49

---

06.1721.00	BICCHIERE FORMA BASSA GRAD.BLU	50	2	42x60
06.1722.00	BICCHIERE FORMA BASSA GRAD.BLU	100	5	52x72
06.1723.00	BICCHIERE FORMA BASSA GRAD.BLU	250	10	71x95
06.1724.00	BICCHIERE FORMA BASSA GRAD.BLU	500	10	88x119
06.1725.00	BICCHIERE FORMA BASSA GRAD.BLU	1000	20	110x146
06.1726.00	BICCHIERE FORMA BASSA GRAD.BLU	2000	50	133x184
06.1727.00	BICCHIERE FORMA BASSA GRAD.BLU	3000	500	159x201
06.1728.00	BICCHIERE FORMA BASSA GRAD.BLU	5000	500	190x228

---