

# KS 501 Digital

Cod. 22.0640.82

Agitatore scuotitore IKA modello KS 501 Digital



## Descrizione

Agitatore di gradevole design, con ampia superficie d'appoggio.

Ideale per test di accrescimento di tipo biologico, microbiologico e per la produzione di soluzioni campione.

Funzionamento con display digitale per la visualizzazione della velocità.

Funzionamento prefissato, con timer, o continuo anche in presenza di carichi estremi.

Classe di protezione DIN EN 60529, IP 21.

## Dati Tecnici

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Velocità (rpm)                 | 0÷300           |
| Dimensioni piattaforma (mm)    | -               |
| Ampiezza oscillazione (mm)     | 30              |
| Portata massima (kg)           | 15              |
| Timer (min)                    | 0÷56 / continuo |
| Dimensioni esterne (LxPxH mm)  | 505x585x120     |
| Peso (kg)                      | 24              |
| Alimentazione/Consumo (V/Hz/W) | 230 / 50 / 70   |
| Tipo di movimento              | orbitale        |

## Accessori/Correlati

|            |                                                                                                     |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 23.0088.82 | AS 2.1<br>Clamp per beuta da 25 ml. Numero massimo per piattaforma: 56.                             |
| 23.0089.82 | AS 2.2<br>Clamp per beuta da 50 ml. Numero massimo per piattaforma: 12.                             |
| 23.0090.82 | AS 2.3<br>Clamp per beuta da 100 ml. Numero massimo per piattaforma: 12.                            |
| 23.0091.82 | AS 2.4<br>Clamp per beuta da 200-250 ml. Numero massimo per piattaforma: 6.                         |
| 23.0092.82 | AS 2.5<br>Clamp per beuta da 500 ml. Numero massimo per piattaforma: 4.                             |
| 23.0105.82 | AS 501.1<br>Supporto universale. Dimensioni (LxPxH) mm 480x500x120 modello AS 501.1                 |
| 23.0110.82 | AS 501.2<br>Supporto per imbuti separatori modello AS 501.2                                         |
| 23.0115.82 | AS 501.3<br>Supporto per imbuti separatori modello AS 501.3                                         |
| 23.0120.82 | AS 501.4<br>Piattaforma universale per clamp mm 475x460x95 modello AS501.4                          |
| 23.0123.82 | AS 501.5<br>Piattaforma per capsule con pellicola antiscivolo (LXPXH) mm 450x450x45 modello AS501.5 |
| 23.0125.82 | AS 501.6<br>Supporto per imbuti separatori adatto a contenere 4 imbuti da 1000 ml modello AS 501.6  |
| 23.0093.82 | AS 2.6<br>Clamp per beuta da 1000 ml. Numero massimo per piattaforma: 1.                            |