

BICCHIERE FORMA BASSA

Cod. 01.0050.88

Bicchiere cilindrico forma bassa con becco vetro graduato borosilicato ml 1000



Descrizione

Caratteristiche principali:

- Vetro perfettamente trasparente.
- Temperatura massima di utilizzo 500°C.
- Elevata resistenza chimica.
- Prodotti secondo gli standard ISO 3819, DIN 12 331.

Dati Tecnici

Capacità (ml)	1000
Dimensioni (ØxH mm)	105x145
Vetro	borosilicato
Forma	bassa con becco

Varianti

Codice	Prodotto	Capacità (ml)	Dimensioni (ØxH mm)
01.0050.11	BICCHIERE FORMA BASSA	5	22x30
01.0050.17	BICCHIERE FORMA BASSA	10	26x35

01.0050.32	BICCHIERE FORMA BASSA	25	34x50
01.0050.45	BICCHIERE FORMA BASSA	50	42x60
01.0050.57	BICCHIERE FORMA BASSA	100	50x70
01.0050.64	BICCHIERE FORMA BASSA	150	60x80
01.0050.73	BICCHIERE FORMA BASSA	250	70x95
01.0050.77	BICCHIERE FORMA BASSA	400	80x110
01.0050.80	BICCHIERE FORMA BASSA	600	90x125
01.0050.84	BICCHIERE FORMA BASSA	800	100x135
01.0050.88	BICCHIERE FORMA BASSA	1000	105x145
01.0050.90	BICCHIERE FORMA BASSA	2000	130x185
01.0050.93	BICCHIERE FORMA BASSA	3000	150x210
01.0050.95	BICCHIERE FORMA BASSA	5000	170x270