

# MS 3 DIGITAL

Cod. 22.1040.82

Agitatore a vibrazione IKA modello MS 3 DIGITAL



## Descrizione

Agitatore a vibrazione IKA dalla costruzione piatta e dal piacevole design e con notevole versatilità di impiego dovuto all'elevato numero di accessori disponibili.

Solida struttura in pressoegetto di zinco. Stabile su tutto il range di velocità.

Funzionamento in continuo o mediante pressione (con attacco standard MS 3.1).

Due modalità operative: A) la velocità massima di 3000 rpm è raggiunta solo con l'attacco standard MS 3.1 con funzionamento a pressione e con tutti gli altri attacchi la velocità è limitata a 1300 rpm oppure B) la velocità di 3000 rpm è possibile con tutti gli attacchi.

MS 3 Digital è dotato di timer con funzione "countdown" e di display digitale per la visualizzazione del timer.

La dotazione standard di MS 3 Digital comprende l'attacco standard MS 3.1, il supporto universale MS 3.3, l'inserto in materiale espanso MS 1.21, l'inserto per 6 provette da 12 mm MS 1.32 e l'attacco per 1 piastra di microtitolazione MS 3.4.

Classe di protezione DIN EN 60529.

## Dati Tecnici

<b>Velocità (rpm)</b>	0÷3000
<b>Modalità di funzionamento</b>	manuale o in continuo
<b>Ampiezza movimento (mm)</b>	4,5
<b>Classe di protezione</b>	IP 21
<b>Dimensioni esterne (Ø x H mm)</b>	148x205x63

<b>Peso (kg)</b>	2,9
<b>Alimentazione/Consumo (V/Hz/W)</b>	230 / 50 / 8

## Varianti

Codice	Prodotto	Velocità (rpm)	Modalità di funzionamento	Ampiezza movimento (mm)	Dimensioni esterne (Ø x H mm)	Peso (kg)	Alimentazione/Consumo (V/Hz/W)
TEST1	TESTCODFORN	10kg	200	30mm b	10x10	continuo	220volt
22.1040.88	RX3	2400	manuale	4,5	150x134	2	115-230 / 50-60 / 45
22.1040.82	MS 3 DIGITAL	0÷3000	manuale o in continuo	4,5	148x205x63	2,9	230 / 50 / 8

## Accessori/Correlati

<b>23.0267.82</b>	MS 1.21 Inserto in materiale espanso. Richiede supporto universale MS 3.3
<b>23.0269.82</b>	MS 1.31 Inserto per 14 provette da 10 mm
<b>23.0270.82</b>	MS 1.32 Inserto per 6 provette da 12 mm. Richiede supporto universale MS 3.3
<b>23.0271.82</b>	MS 1.33 Inserto per 4 provette da 16 mm
<b>23.0272.82</b>	MS 1.34 Inserto portaprovette perforabile a piacimento. Richiede supporto universale MS 3.3.
<b>23.0260.82</b>	MS 3.1 Attacco standard modello MS3.1
<b>23.0261.82</b>	MS 3.3 Supporto universale
<b>23.0262.82</b>	MS 3.4 Attacco per 1 piastra di microtitolazione
<b>23.7496.99</b>	MS 3.5 Attacco per piastre PCR