


## VL-215.G

Cod. 22.3952.92

Lampada germicida VILBER LOURMAT modello VL-215.G



## **Descrizione**

Serie VL-Ga 254 nm, 2 tubi da 15W.

Lampada UV germicida serie VL-G che aiuta a prevenire contaminazioni in laboratori di ricerca, industrie alimentari o in ambiente medico.

Tubi UV da 254 nm efficienti nella distruzione di batteri, muffe, lieviti e virus.

Esterno in alluminio anodizzato. Il catarifrangente ottico lucido Ondulex®, posto dietro i tubi, riflette il massimo di luce UV all'esterno, garantendo un altissimo rendimento.

Facili da maneggiare; stativi e maniglie ne aumentano la versatilità.

## **Dati Tecnici**

Lunghezza d'onda (nm)	254
Numero di tubi e potenza	2 da 15 W
Intensità massima a 2 m (µW/cm2 )	76
Dimensioni esterne (LxPxH mm)	140x505x100
Tubo di ricambio	T-15.C
Peso (kg)	-



## **Varianti**

Codice	Prodotto	Numero di tubi e potenza	Intensità massima a 2 m (µW/cm2)	Dimensioni esterne (LxPxH mm)	Tubo di ricambio
22.3952.92	VL-215.G	2 da 15 W	76	140x505x100	T-15.C
22.3966.92	VL-330.G	3 da 30 W	191	140x963x107,5	T-30.C