

BICCHIERE FORMA BASSA GRAD.BLU

Cod. 06.1827.00

Bicchieri graduato blu forma bassa polipropilene ml 2000



Descrizione

Caratteristiche:

- Realizzati in Polipropilene termoresistente e ad alta trasparenza, secondo la norma ISO 7056-1981 (E)
- Graduazione permanente, posseggono eccellente resistenza chimica.
- La particolare forma del becco, facilita lo svuotamento.
- Sono autoclavabili a 121°C per 20 minuti e resistono a 100°C durante l'uso continuato.
- IDONEI AL CONTATTO ALIMENTARE.

Dati Tecnici

Capacità (ml)	2000
Suddivisione (ml)	50
Dimensioni (ØxH mm)	132x183,5
Materiale	Polipropilene

Varianti

Codice	Prodotto	Capacità (ml)	Suddivisione (ml)	Dimensioni (ØxH mm)
06.1821.00	BICCHIERE FORMA BASSA GRAD.BLU	25	1	34x49

06.1822.00	BICCHIERE FORMA BASSA GRAD.BLU	50	2	41x60
06.1823.00	BICCHIERE FORMA BASSA GRAD.BLU	100	5	51x72
06.1824.00	BICCHIERE FORMA BASSA GRAD.BLU	250	10	71x95
06.1825.00	BICCHIERE FORMA BASSA GRAD.BLU	500	10	87x119
06.1826.00	BICCHIERE FORMA BASSA GRAD.BLU	1000	20	109x147
06.1827.00	BICCHIERE FORMA BASSA GRAD.BLU	2000	50	132x183,5
06.0818.00	BICCHIERE FORMA BASSA GRAD.BLU	3000	500	158x201
06.0819.00	BICCHIERE FORMA BASSA GRAD.BLU	5000	500	188,5x229