

AGITATORE

Cod. 06.0692.00

Agitatore per palloni da ml 2000/3000 in PTFE



Descrizione

Caratteristiche:

- Hanno una forma particolare che permette un'efficace agitazione anche sul fondo del pallone e sono dotati di chiavetta centrale con fori da 9 mm.
- Lo snodo a chiavetta permette l'introduzione dell'agitatore attraverso il collo del pallone.

Dati Tecnici

Lunghezza (mm)	105,40
Capacità pallone (ml)	2000/3000
Materiale	PTFE

Varianti

06.0690.00 AGITATORE 64 500 06.0691.00 AGITATORE 75,23 1000 06.0692.00 AGITATORE 105,40 2000/3000 06.0693.00 AGITATORE 122,53 5000 06.0694.00 AGITATORE 149,05 12000/22000	Codice	Prodotto	Lunghezza (mm)	Capacità pallone (ml)
06.0692.00 AGITATORE 105,40 2000/3000 06.0693.00 AGITATORE 122,53 5000	06.0690.00	AGITATORE	64	500
06.0693.00 AGITATORE 122,53 5000	06.0691.00	AGITATORE	75,23	1000
	06.0692.00	AGITATORE	105,40	2000/3000
06.0694.00 AGITATORE 149.05 12000/22000	06.0693.00	AGITATORE	122,53	5000
	06.0694.00	AGITATORE	149,05	12000/22000

