

AGITATORE

Cod. 06.0693.00

Agitatore per palloni da ml 5000 in PTFE



Descrizione

Caratteristiche:

- Hanno una forma particolare che permette un'efficace agitazione anche sul fondo del pallone e sono dotati di chiavetta centrale con fori da 9 mm.
- Lo snodo a chiavetta permette l'introduzione dell'agitatore attraverso il collo del pallone.

Dati Tecnici

Lunghezza (mm)	122,53
Capacità pallone (ml)	5000
Materiale	PTFE

Varianti

Codice	Prodotto	Lunghezza (mm)	Capacità pallone (ml)
06.0690.00	AGITATORE	64	500
06.0691.00	AGITATORE	75,23	1000
06.0692.00	AGITATORE	105,40	2000/3000
06.0693.00	AGITATORE	122,53	5000
06.0694.00	AGITATORE	149,05	12000/22000

