

ANCORETTA MAGNETICA OVALE

Cod. 06.0687.00



Ancoretta magnetica ovale PTFE Ø 20 lunghezza 40 mm

Descrizione

Caratteristiche:

- Ideali per contenitori o bottiglie con fondo arrotondato.
- Posseggono magneti interni in Alnico V che conferisce loro caratteristiche di elevata durata e potenza. Questi magneti sono incapsulati in involucri in PTFE di prima scelta.
- IDONEE AL CONTATTO ALIMENTARE.

Dati Tecnici

Dimensioni (Ø x L mm)	20x40
Materiale	magnete rivestito da PTFE

Varianti

Codice	Prodotto	Dimensioni (Ø x L mm)
06.0683.00	ANCORETTA MAGNETICA OVALE	10x20
06.0684.00	ANCORETTA MAGNETICA OVALE	12x25
06.0685.00	ANCORETTA MAGNETICA OVALE	16x30
06.0686.00	ANCORETTA MAGNETICA OVALE	16x35

06.0687.00	ANCORETTA MAGNETICA OVALE	20x40
06.0688.00	ANCORETTA MAGNETICA OVALE	20x50
06.0689.00	ANCORETTA MAGNETICA OVALE	20x64