

ANCORETTE MAGNETICHE A STELLA

Cod. 06.0779.00

Ancoretta magnetica a stella PTFE lunghezza 29 altezza 12 mm



Descrizione

Caratteristiche:

- Forma convessa per un buon centraggio.
- Azione di agitazione particolarmente efficace.
- Posseggono magneti interni in Alnico V che conferisce loro caratteristiche di elevata durata e potenza. Questi magneti sono incapsulati in involucri in PTFE di prima scelta.
- IDONEA AL CONTATTO ALIMENTARE.

Dati Tecnici

Dimensioni (Ø x L mm)	29,11x12,42
Materiale	magnete rivestito da PTFE

Varianti

Codice	Prodotto	Dimensioni (Ø x L mm)
06.0777.00	ANCORETTE MAGNETICHE A STELLA	9,87x5,63
06.0778.00	ANCORETTE MAGNETICHE A STELLA	19,76x9,92
06.0779.00	ANCORETTE MAGNETICHE A STELLA	29,11x12,42

