

ANCORETTA MAGNETICA A CROCE

Cod. 06.0773.00



Ancoretta magnetica a croce PTFE Ø 17 lunghezza 12,5 mm

Descrizione

Caratteristiche:

- Forma particolare per poter essere utilizzate anche in contenitori di piccole dimensioni.
- Nervature simmetriche sia nella parte superiore che in quella inferiore.
- Azione di agitazione particolarmente efficace anche a basse velocità, sia su fondi piatti che curvi.
- Ottima agitazione al fondo, al centro ed alla sommità del contenitore.
- Sopportano temperature fino a 260°C
- Posseggono magneti interni in Alnico V che conferisce loro caratteristiche di elevata durata e potenza. Questi magneti sono incapsulati in involucri in PTFE di prima scelta.
- IDONEE AL CONTATTO ALIMENTARE.

Dati Tecnici

Dimensioni (Ø x L mm)	16,91x12,50
Materiale	magnete rivestito da PTFE

Varianti

Codice	Prodotto	Dimensioni (Ø x L mm)
06.0771.00	ANCORETTA MAGNETICA A CROCE	10x8
06.0772.00	ANCORETTA MAGNETICA A CROCE	14,65x9,78

06.0773.00	ANCORETTA MAGNETICA A CROCE	16,91x12,50
------------	-----------------------------	-------------