

ANCORETTA MAGNETICA SFERICA

Cod. 06.0770.00

Ancoretta magnetica sferica PTFE Ø 12,57 mm



Descrizione

Caratteristiche:

- Ideale per provette o per movimenti di agitazione eccentrici.
- Posseggono magneti interni in Alnico V che conferisce loro caratteristiche di elevata durata e potenza. Questi magneti sono incapsulati in involucri in PTFE di prima scelta.
- IDONEA AL CONTATTO ALIMENTARE.

Dati Tecnici

Dimensioni (Ø mm)

12,57
