

ANCORETTA MAGNETICA A ROCCHETTO

Cod. 06.0776.00

Ancoretta magnetica a rocchetto in PTFE Ø20 lunghezza 56,50 mm



Descrizione

Caratteristiche:

- Centraggio eccellente, superficie di contatto limitata ed elevata turbolenza anche a bassa velocità.
- Posseggono magneti interni in Alnico V che conferisce loro caratteristiche di elevata durata e potenza. Questi magneti sono incapsulati in involucri in PTFE di prima scelta.
- IDONEA AL CONTATTO ALIMENTARE.

Dati Tecnici

Dimensioni (Ø x L mm)

19,72x56,50

Materiale

magnete rivestito da PTFE

Varianti

Codice	Prodotto	Dimensioni (Ø x L mm)
06.0775.00	ANCORETTA MAGNETICA A ROCCHETTO	19,87x37,11
06.0776.00	ANCORETTA MAGNETICA A ROCCHETTO	19,72x56,50