

PINZA ANATOMICA

Cod. 06.0501.00

Pinza anatomica in POM con punte arrotondate lunghezza mm. 147



Descrizione

Caratteristiche:

- autoclavabili
- flessibili
- ad alto modulo elastico
- colore giallo.

Dati Tecnici

Lunghezza (mm)	147
----------------	-----

Varianti

Codice	Prodotto	Lunghezza (mm)
06.0500.00	PINZA ANATOMICA	118
06.0501.00	PINZA ANATOMICA	147
06.0503.00	PINZA ANATOMICA	253