

# PROVETTE CONICHE

Cod. 06.2300.00

PROVETTA CONICA GRADUATA 10 ml  $\varnothing$ 16x107 mm PP



## Descrizione

Provette coniche in polipropilene.

Sterilizzabili in autoclave fino a 120 °C.

Con o senza graduazione.

## Dati Tecnici

Dimensioni ( $\varnothing$ xh mm)	16x107
Capacità (ml)	10
Graduazione	Sì, div. 0,1
Confezione (pezzi)	100

## Varianti

Codice	Prodotto	Dimensioni ( $\varnothing$ xh mm)	Capacità (ml)	Graduazione	Confezione (pezzi)
06.0300.00	PROVETTE CONICHE	10	16x108	No	500
06.0301.00	PROVETTE CONICHE	18x120	15	No	500
06.2300.00	PROVETTE CONICHE	16x107	10	Sì, div. 0,1	100
06.2302.00	PROVETTE CONICHE	18x118	15	Sì, div. 0,2	100

