

PROVETTE CONICHE

Cod. 06.1387.00

PROVETTA CONICA GRADUATA 10 ml \varnothing 16x107 mm TPX®



Descrizione

Provette coniche in polimetilpentene (TPX®).

Sterilizzabili in autoclave fino a 170° C.

Perfettamente trasparenti.

Graduate.

Dati Tecnici

Capacità (ml)	10
Dimensioni (\varnothing xh mm)	16x107
Graduazione	Si, div. 0,1
Confezione (pezzi)	50

Varianti

Codice	Prodotto	Dimensioni (\varnothing xh mm)	Capacità (ml)	Graduazione
06.1387.00	PROVETTE CONICHE	10	16x107	Si, div. 0,1
06.1388.00	PROVETTE CONICHE	18x118	15	Si, div. 0,2

