



PROVETTE CONICHE

Cod. 06.1388.00

PROVETTA CONICA GRADUATA 15 ml ø18x118 mm TPX®

Descrizione

Provette coniche in polimetilpentene (TPX®).

Sterilizzabili in autoclave fino a +170°C.

Perfettamente trasparenti.

Graduate.

Dati Tecnici

Dimensioni (Øxh mm)	18x118
Capacità (ml)	15
Graduazione	Sì, div. 0,2
Confezione (pezzi)	50

Varianti

Codice	Prodotto	Dimensioni (Øxh mm)	Capacità (ml)	Graduazione
06.1387.00	PROVETTE CONICHE	10	16x107	Sì, div. 0,1
06.1388.00	PROVETTE CONICHE	18x118	15	Sì, div. 0,2

