

CILINDRO FORMA ALTA GRAD. BLU

Cod. 06.2567.00

Cilindro graduato blu forma alta polipropilene ml 2000



Descrizione

Caratteristiche:

- Forma alta con graduazione di colore blu in classe B
- Realizzati in Polipropilene speciale ad alta trasparenza.
- Conformi alla norma ISO 6706 - 1981 (E)
- Graduazioni permanenti, pareti a trascurabile bagnabilità, completa assenza di menisco.
- Sono dotati di base pentagonale per assicurare un'elevata stabilità.
- Autoclavabili a 121°C per 20 minuti e resistono a 100°C durante l'uso continuato.
- Idonei al contatto alimentare

Dati Tecnici

Capacità (ml)	2000
Divisione (ml)	20
Dimensioni (ØxH mm)	84 x 531

Varianti

Codice	Prodotto	Capacità (ml)	Divisione (ml)	Dimensioni (ØxH mm)
--------	----------	---------------	----------------	---------------------

06.2560.00	CILINDRO GRAD. BLU	FORMA	ALTA	10	0,2	13,5 x 140
06.2561.00	CILINDRO GRAD. BLU	FORMA	ALTA	25	0,5	18 x 195
06.2562.00	CILINDRO GRAD. BLU	FORMA	ALTA	50	1	23,5 x 199
06.2563.00	CILINDRO GRAD. BLU	FORMA	ALTA	100	1	30,5 x 249
06.2564.00	CILINDRO GRAD. BLU	FORMA	ALTA	250	2	41,5 x 315
06.2565.00	CILINDRO GRAD. BLU	FORMA	ALTA	500	5	55 x 361
06.2566.00	CILINDRO GRAD. BLU	FORMA	ALTA	1000	10	66 x 439
06.2567.00	CILINDRO GRAD. BLU	FORMA	ALTA	2000	20	84 x 531