

CILINDRI FORMA ALTA GRADUATI BLU PMP (TPX)

Cod. 06.2570.00

CILINDRO GRADUATO BLU FORMA ALTA 10 ML TPX®



Descrizione

Cilindri forma alta in PMP (TPX®), realizzati secondo le norme ISO 6706 - 1981 (E) e BS 5404 Parte 2 1977, perfettamente trasparenti, autoclavabili, possono essere usati con liquidi a temperature fino a 170° C.

Graduazione permanente stampata in blu. Trascurabile bagnabilità e assenza totale di menisco.

Dati Tecnici

Capacità (ml)	10
Divisione (ml)	0,2
Dimensioni (ØxH mm)	13,5 x 139

Varianti

Codice	Prodotto	Capacità (ml)	Divisione (ml)	Dimensioni (ØxH mm)
06.2570.00	CILINDRI FORMA ALTA GRADUATI BLU PMP (TPX)	10	0,2	13,5 x 139
06.2571.00	CILINDRI ml 25	25	0,5	18,5 x 195
06.2572.00	CILINDRI ml 50	50	1	26 x 199
06.2573.00	CILINDRI ml 100	100	1	31 x 249
06.2574.00	CILINDRI ml 250	250	2	41,5 x 315

06.2575.00	CILINDRI ml 500	500	5	55 x 361
06.2576.00	CILINDRI ml 1000	1000	10	66 x 438
06.2577.00	CILINDRI ml 2000	2000	20	84 x 531