

VETRINI COPRIOGGETTO

Cod. 01.4110.22

Vetrini coprioggetto quadrati lxl 15x15 mm confezione 5x200 pezzi



Descrizione

Vetrini per microscopia

- spessore di 0,13÷0,16 mm
- n vetro Schott.
- Vetrini in scatolette da 200 pezzi.
- Quantità minima fornibile 1000 pezzi.

Dati Tecnici

Dimensioni (LxL mm)	15x15
Confezione	5X200 pezzi

Varianti

Codice	Prodotto	Dimensioni (LxL mm)	Confezione
01.4110.22	VETRINI COPRIOGGETTO	15x15	5X200 pezzi
01.4110.25	VETRINI COPRIOGGETTO	18x18	5x200 pezzi
01.4110.27	VETRINI COPRIOGGETTO	20x20	5x200 pezzi
01.4110.29	VETRINI COPRIOGGETTO	22x22	5x200 pezzi
01.4110.31	VETRINI COPRIOGGETTO	24x24	5x200 pezzi

